

L'esclusivo pH buffer dell'anello Dansac TRE è progettato per aiutare a mantenere la pelle naturalmente sana

Il mantenimento del corretto pH della pelle aiuta a proteggerla dai danni enzimatici derivanti dagli output della stomia.


I fluidi della stomia contengono enzimi digestivi che danneggiano le cellule della pelle. Questi enzimi hanno un optimum di azione a range di pH vicini alla neutralità. Venendo a contatto con la pelle sana, che è leggermente acida (pH 4-6), possono alterarne il pH, danneggiando le cellule cutanee con conseguente irritazione.

Il pH buffer dell'anello Dansac TRE è progettato per mantenere il pH della pelle sana in modo naturale e per aiutare a ridurre l'attività degli enzimi digestivi.

L'anello Dansac TRE favorisce un ambiente naturale, amico per la pelle, creando un ambiente sfavorevole per gli enzimi della digestione.



L'anello Dansac TRE offre tre livelli di protezione della pelle:



pH balance

Ideato per aiutare a gestire i possibili danni cutanei causati dall'attività degli enzimi digestivi.



Assorbimento

Aiuta ad assorbire l'umidità in eccesso per mantenere il naturale equilibrio della pelle senza perdere la sua resistenza.



Adesione

Progettato per offrire un sigillo sicuro, flessibile che protegga la pelle dagli output della stomia e sia facile da rimuovere.

Centrato

| DIAMETRO | REF | PCS |
|----------|--------|-----|
| 48 mm | 072-48 | 10 |

ITD049 2018

IL TUO SIGILLO PER UNA PELLE SANA



Tre livelli di protezione

Porta la protezione della pelle ad un altro livello. TRE per essere precisi.



pH balance
Ideato per aiutare a gestire i possibili danni cutanei causati dall'attività degli enzimi digestivi



Assorbimento
Aiuta ad assorbire l'umidità in eccesso per mantenere il naturale equilibrio della pelle senza perdere la sua resistenza



Adesione
Progettato per offrire un sigillo sicuro, flessibile che protegga la pelle dagli output della stomia e sia facile da rimuovere

Cosa dicono dell'anello Dansac TRE i professionisti sanitari*:

“Facilità di utilizzo, protezione e resistenza sono stati un’ottima combinazione per i miei pazienti”

83%

degli infermieri è molto soddisfatto/soddisfatto dell’adesione dell’anello Dansac TRE alla cute peristomale

75%

degli infermieri è molto soddisfatto/soddisfatto della resistenza all’erosione dell’anello Dansac TRE

74%

degli infermieri è molto soddisfatto/soddisfatto della capacità dell’anello Dansac TRE di mantenere le condizioni della pelle peristomale sana



L’anello Dansac TRE è molto più di un semplice anello – con tre livelli di protezione, l’anello Dansac TRE è stato progettato per aiutare a mantenere la pelle sana in modo naturale.

* I risultati provengono da una valutazione di 70 stomaterapisti in UK e Giappone, non retribuiti per le loro risposte. I dati prodotti non sono il risultato di uno studio randomizzato o controllato. I risultati riflettono l’uso dell’anello Dansac TRE per ogni specifico utilizzatore come parte di un piano di cura della stomia in generale.